



COMAR

Pressure Garments  
& Silicones.

## הנחיות למטופל לשימוש בחבישות לחץ

1. יש ללבוש את החבישה למשך 23 שעות ביממה, ולהורידה רק בשעת הרחצה.
2. יש לכבס מידי יום בשמפו כביסה עדין, במים קרים עד פושרים, ולייבש במקום מוצל. אין לכבס במכונת כביסה, אין לייבש במייבש כביסה, ואין לייבש בשמש ישירה. אי הקפדה על הנחיות אלה, תגרום נזק לבגד.
3. יש להקפיד ללבוש את הבגד על עור יבש בלבד. שמנים ומשחות שונות פוגעים בבד.
4. משך הטיפול בחבישת לחץ הינו בין שנה לשנתיים, ונקבע ע"י המטפל.
5. תכונות הבד נשמרות בין חודשיים לארבעה חודשים, בהתאם לכל מקרה, כשמועד ההזמנה לבגד חדש ייקבע ע"י המטפל.
6. במשך לבישת הבגד ניתן לעסוק בכל פעילות, כולל ספורטיבית, לאחר רחצה בים או בבריכה, יש להקפיד על שטיפה במים מתוקים, מיד לאחר מכן. בעת עבודת כפיים, יש להגן על כפפת לחץ באמצעות לבישת כפפת עבודה מעל.
7. על מנת לשמור על גמישות הבד, יש לטפל בבגד בזיהרות, ולהלבישו בעדינות תוך משיכת הבד, ולא משיכת הסרטים האלסטיים תפורים אליו.
8. במקרה ומתפתח שינוי חריג (כאב חזק, התנפחות, שינוי צבע וטמפרטורה), יש להסיר מיד את החבישה ולפנות לביקורת במכון ריפוי בעיסוק בו אתה מטופל.

בברכת רפואה שלמה  
צוות אוריאל - קומאר